



Politecnico
di Torino



Smart Pregnancy

a new way to live your pregnancy

Team members:

289512	Aime Elisa
292257	Codagnone Giulia
284277	Cubeddu Laura
282133	De Luca Antonio

The problem




Not keeping track of vital parameters could cause **difficulties**

Late intervention

It's more complicated to understand the causes of a possible disorder




Keep track of pregnancy complications recording and analyzing data from **sensors**




- Temperature
- Heart rate
- Pressure
- Glycemia




The problem



The problem





The flow




for Doctor

- Allow doctor registration
- Allow patient registration
- Allow to manage anomalous data
- Allow to always be updated on patient's heart rate, pressure, temperature and glycemia




for Patient

- Allow to sign in
- Allow to submit weight
- Allow to complete a health survey



The flow




for Doctor

- Allow doctor registration
- Allow patient registration
- Allow to manage anomalous data
- Allow to always be updated on patient's heart rate, pressure, temperature and glycemia




for Patient


- Allow to sign in
- Allow to submit weight
- Allow to complete a health survey



Block Diagram - proposal



Block Diagram - catalog



Catalog

A json file that communicates with all the other actors in the platform exploiting REST communication with the catalogue host and a port

It has a section for all the services it uses

"services"

It has a section for keeping track of patient and doctor ID

"resourceState"

It has a section for a list that includes all the doctors signed

"resources"

```
{  
    "server_host": "Catalog",  
    "server_port": 8085,  
    "services": [  
        "resourceState": {  
            "LastPatientID": 14,  
            "LastDoctorID": 10  
        },  
        "resources": [  
            {  
                "doctorID": 1,  
                "doctorName": "Perry",  
                "doctorSurname": "Cox",  
                "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
                "lastUpdate": "2022-07-04",  
                "connectedDevice": {  
                    "telegramID": 298694124  
                },  
                "patientList": [  
                    "devicesList": [  
                        ...  
                    ]  
                ]  
            }  
        ]  
    ]  
}
```

Catalog

A json file that communicates with all the other actors in the platform exploiting REST communication with the catalogue host and a port

It has a section for all the services it uses
"services"

It has a section for keeping track of patient and doctor ID
"resourceState"

It has a section for a list that includes all the doctors signed
"resources"

```
{  
    "server_host": "Catalog",  
    "server_port": 8085,  
    "services": [  
        "resourceState": {  
            "LastPatientID": 14,  
            "LastDoctorID": 10  
        },  
        "resources": [  
            {  
                "doctorID": 1,  
                "doctorName": "Perry",  
                "doctorSurname": "Cox",  
                "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
                "lastUpdate": "2022-07-04",  
                "connectedDevice": {  
                    "telegramID": 298694124  
                },  
                "patientList": [  
                    "devicesList": [  
                        ...  
                    ]  
                ]  
            }  
        ]  
    ]  
}
```

Catalog

A json file that communicates with all the other actors in the platform exploiting REST communication with the catalogue host and a port

It has a section for all the services it uses
"services"

It has a section for keeping track of patient and doctor ID

"resourceState"

It has a section for a list that includes all the doctors signed

"resources"

```
{  
  "server_host": "Catalog",  
  "server_port": 8085,  
  "services": [  
    "resourceState": {  
      "LastPatientID": 14,  
      "LastDoctorID": 10  
    },  
    "resources": [  
      {  
        "doctorID": 1,  
        "doctorName": "Perry",  
        "doctorSurname": "Cox",  
        "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
        "lastUpdate": "2022-07-04",  
        "connectedDevice": {  
          "telegramID": 298694124  
        },  
        "patientList": [  
        "devicesList": [  
        ]  
      }  
    ]  
  ]  
}
```

Catalog

A json file that communicates with all the other actors in the platform exploiting REST communication with the catalogue host and a port

It has a section for all the services it uses
"services"

It has a section for keeping track of patient and doctor ID
"resourceState"

It has a section for a list that includes all the doctors signed
"resources"

```
{  
    "server_host": "Catalog",  
    "server_port": 8085,  
    "services": [  
        "resourceState": {  
            "LastPatientID": 14,  
            "LastDoctorID": 10  
        },  
        "resources": [  
            {  
                "doctorID": 1,  
                "doctorName": "Perry",  
                "doctorSurname": "Cox",  
                "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
                "lastUpdate": "2022-07-04",  
                "connectedDevice": {  
                    "telegramID": 298694124  
                },  
                "patientList": [  
                    "devicesList": [  
                        ...  
                    ]  
                ]  
            }  
        ]  
    ]  
}
```

Catalog - resources

```
"resources": [  
    {  
        "doctorID": 1,  
        "doctorName": "Perry",  
        "doctorSurname": "Cox",  
        "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
        "lastUpdate": "2022-07-04",  
        "connectedDevice": {  
            "telegramID": 298694124  
        },  
        "patientList": [  
        ],  
        "devicesList": [  
        ]  
    }]
```

```
"patientList": [  
    {  
        "patientID": 3,  
        "patientName": "Robin",  
        "patientSurname": "Scherbatsky",  
        "personalData": {  
            "taxIDcode": "RBNSCH",  
            "userEmail": "robin@himym.com",  
            "pregnancyDayOne": "2022-05-29"  
        },  
        "idRegistratoSuRaspberry": "no",  
        "state": "attivo",  
        "monitoring": "off",  
        "connectedDevice": {  
            "deviceName": "rpi98",  
            "onlineSince": "2022-07-14",  
            "telegramID": "786029508",  
            "thingspeakInfo": {  
                "channel": 1788970,  
                "apikeys": [  
                    "FRN2A7XGJHIUSN24",  
                    "ZDNDUY17T8SJSXRM"  
                ]  
            }  
        }  
    }],  
    "devicesList": [  
        {  
            "deviceName": "rpi98",  
            "patientID": 3,  
            "measureType": [  
                "Temperature",  
                "Battito cardiaco",  
                "Pressione",  
                "Glicemia"  
            ],  
            "availableServices": [  
                "raspberry_mqtt",  
                "raspberry_rest"  
            ],  
            "activeService": "application_to_raspberry",  
            "activeProtocol": "mqtt",  
            "lastUpdate": "2022-07-04"  
        }  
    ]  
},
```

Catalog - resources

```
"resources": [  
  {  
    "doctorID": 1,  
    "doctorName": "Perry",  
    "doctorSurname": "Cox",  
    "doctorMail": "perrycox@scrubs.com",  
    "lastUpdate": "2022-07-04",  
    "connectedDevice": {  
      "telegramID": 298694124  
    },  
    "patientList": [  
      "devicesList": [  
        {  
          "deviceName": "rpi98",  
          "patientID": 3,  
          "measureType": [  
            "Temperature",  
            "Battito cardiaco",  
            "Pressione",  
            "Glicemia"  
          ],  
          "availableServices": [  
            "raspberry_mqtt",  
            "raspberry_rest"  
          ],  
          "activeService": "application_to_raspberry",  
          "activeProtocol": "mqtt",  
          "lastUpdate": "2022-07-04"  
        }  
      ]  
    }  
  }]
```

```
"patientList": [  
  {  
    "patientID": 3,  
    "patientName": "Robin",  
    "patientSurname": "Scherbatsky",  
    "personalData": {  
      "taxIDcode": "RBNSCH",  
      "userEmail": "robin@himym.com",  
      "pregnancyDayOne": "2022-05-29"  
    },  
    "idRegistratoSuRaspberry": "no",  
    "state": "attivo",  
    "monitoring": "off",  
    "connectedDevice": {  
      "deviceName": "rpi98",  
      "onlineSince": "2022-07-14",  
      "telegramID": "786029508",  
      "thingspeakInfo": {  
        "channel": 1788970,  
        "apikeys": [  
          "FRN2A7XGJHIUSN24",  
          "ZDNDUY17T8SJSXRM"  
        ]  
      }  
    }  
  }],  
  "devicesList": [  
    {  
      "deviceName": "rpi98",  
      "patientID": 3,  
      "measureType": [  
        "Temperature",  
        "Battito cardiaco",  
        "Pressione",  
        "Glicemia"  
      ],  
      "availableServices": [  
        "raspberry_mqtt",  
        "raspberry_rest"  
      ],  
      "activeService": "application_to_raspberry",  
      "activeProtocol": "mqtt",  
      "lastUpdate": "2022-07-04"  
    }  
  ]  
},  
{  
  "deviceName": "rpi98",  
  "patientID": 3,  
  "measureType": [  
    "Temperature",  
    "Battito cardiaco",  
    "Pressione",  
    "Glicemia"  
  ],  
  "availableServices": [  
    "raspberry_mqtt",  
    "raspberry_rest"  
  ],  
  "activeService": "application_to_raspberry",  
  "activeProtocol": "mqtt",  
  "lastUpdate": "2022-07-04"  
}]
```

Catalog - services

APIs follow MQTT and HTTP paradigms.
HTTP APIs, in compliance to CRUD
methods, are further distinguished into:

GET

PUT

POST

DELETE

```
"services": [
  {
    "service_name": "ResourceService",
    "description": "Servizio per la registrazione di dottori e pazienti",
    "host": "Catalog",
    "port": 8085,
    "APIs": [
      {
        "functionality_name": "set_patient_in_monitoring",
        "description": "aggiorna i pazienti a stato di monitoraggio (da -1 a monitorato)",
        "access_mode": "GET",
        "uri": "set_patient_in_monitoring?patient_id={{patient_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "update_chat_id",
        "description": "Aggiorna il telegram ID dopo che il paziente ha risposto al messaggio /start",
        "access_mode": "PUT",
        "uri": "update_telegram_id?patient_id={{message}}&chat_id={{chat_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "doctors",
        "description": "Registrazione nel catalogo del dottore (usata da doctors.html)",
        "access_mode": "POST",
        "uri": "doctors"
      },
      {
        "functionality_name": "controlla_scadenza_week",
        "description": "controllo sulla week per eliminare paziente dal catalogo",
        "access_mode": "DELETE",
        "uri": "controlla_scadenza_week"
      }
    ]
  }
]
```

Catalog - services

APIs follow MQTT and HTTP paradigms.
HTTP APIs, in compliance to CRUD
methods, are further distinguished into:

GET

PUT

POST

DELETE

```
"services": [
  {
    "service_name": "ResourceService",
    "description": "Servizio per la registrazione di dottori e pazienti",
    "host": "Catalog",
    "port": 8085,
    "APIs": [
      {
        "functionality_name": "set_patient_in_monitoring",
        "description": "aggiorna i pazienti a stato di monitoraggio (da -1 a monitorato)",
        "access_mode": "GET",
        "uri": "set_patient_in_monitoring?patient_id={{patient_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "update_chat_id",
        "description": "Aggiorna il telegram ID dopo che il paziente ha risposto al messaggio /start",
        "access_mode": "PUT",
        "uri": "update_telegram_id?patient_id={{message}}&chat_id={{chat_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "doctors",
        "description": "Registrazione nel catalogo del dottore (usata da doctors.html)",
        "access_mode": "POST",
        "uri": "doctors"
      },
      {
        "functionality_name": "controlla_scadenza_week",
        "description": "controllo sulla week per eliminare paziente dal catalogo",
        "access_mode": "DELETE",
        "uri": "controlla_scadenza_week"
      }
    ]
  }
]
```

Catalog - services

APIs follow MQTT and HTTP paradigms.
HTTP APIs, in compliance to CRUD
methods, are further distinguished into:

GET

PUT

POST

DELETE

```
"services": [
  {
    "service_name": "ResourceService",
    "description": "Servizio per la registrazione di dottori e pazienti",
    "host": "Catalog",
    "port": 8085,
    "APIs": [
      {
        "functionality_name": "set_patient_in_monitoring",
        "description": "aggiorna i pazienti a stato di monitoraggio (da -1 a monitorato)",
        "access_mode": "GET",
        "uri": "set_patient_in_monitoring?patient_id={{patient_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "update_chat_id",
        "description": "Aggiorna il telegram ID dopo che il paziente ha risposto al messaggio /start",
        "access_mode": "PUT",
        "uri": "update_telegram_id?patient_id={{message}}&chat_id={{chat_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "doctors",
        "description": "Registrazione nel catalogo del dottore (usata da doctors.html)",
        "access_mode": "POST",
        "uri": "doctors"
      },
      {
        "functionality_name": "controlla_scadenza_week",
        "description": "controllo sulla week per eliminare paziente dal catalogo",
        "access_mode": "DELETE",
        "uri": "controlla_scadenza_week"
      }
    ]
}
```

Catalog - services

APIs follow MQTT and HTTP paradigms.
HTTP APIs, in compliance to CRUD
methods, are further distinguished into:

GET

PUT

POST

DELETE

```
"services": [
  {
    "service_name": "ResourceService",
    "description": "Servizio per la registrazione di dottori e pazienti",
    "host": "Catalog",
    "port": 8085,
    "APIs": [
      {
        "functionality_name": "set_patient_in_monitoring",
        "description": "aggiorna i pazienti a stato di monitoraggio (da -1 a monitorato)",
        "access_mode": "GET",
        "uri": "set_patient_in_monitoring?patient_id={{patient_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "update_chat_id",
        "description": "Aggiorna il telegram ID dopo che il paziente ha risposto al messaggio /start",
        "access_mode": "PUT",
        "uri": "update_telegram_id?patient_id={{message}}&chat_id={{chat_ID}}"
      },
      {
        "functionality_name": "doctors",
        "description": "Registrazione nel catalogo del dottore (usata da doctors.html)",
        "access_mode": "POST",
        "uri": "doctors"
      },
      {
        "functionality_name": "controlla_scadenza_week",
        "description": "controllo sulla week per eliminare paziente dal catalogo",
        "access_mode": "DELETE",
        "uri": "controlla_scadenza_week"
      }
    ]
}
```

Catalog - delete

Delete mechanism



```
"patientList": [ { "patientID": 3, "patientName": "Robin", "patientSurname": "Scherbatsky", "personalData": { "taxIDcode": "RBNSCH", "userEmail": "robin@himym.com", "pregnancyDayOne": "2022-05-29" }, "idRegistersRaspberry": "no", "state": "attivo", "monitoring": "off", "connectedDevice": { "deviceName": "rpi98", "onlineSince": "2022-07-14", "telegramID": "786029508", "thingspeakInfo": { "channel": 1788970, "apikeys": [ "FRN2A7XGJHIUSN24", "ZDNDUY17T8SJSXRM" ] } } } ]
```

Catalog - services

MQTT services with a specific
Broker, a port and a base
topic

MQTT APIs for weekly
statistics of data

MQTT APIs to send patient's
weight with telegram bot

```
{  
    "service_name": "MQTT_analysis",  
    "description": "Servizio utilizzato per l'invio dei dati in analisi",  
    "broker": "broker.hivemq.com",  
    "port": 1883,  
    "base_topic": "P4IoT/SmartHealth",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "weeklystats_sub",  
            "description": "Invio dei file di statistiche da TS a WeeklyStats",  
            "topic": "{{base_topic}}/statistics_info/{{patientID}}/{{measure}}"  
        },  
    ]  
}
```

```
{  
    "service_name": "TelegramClient",  
    "patientTelegramToken": "5156513440:AAHF2KgmzHrZJah1990ukAroqTNOCA1VK-U",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "send_peso",  
            "description": "Invio del peso del paziente",  
            "topic": "{{base_topic}}/{{patientID}}/peso"  
        },  
    ]  
}
```

Catalog - services

MQTT services with a specific
Broker, a port and a base
topic

MQTT APIs for weekly
statistics of data

MQTT APIs to send patient's
weight with telegram bot

```
{  
    "service_name": "MQTT_analysis",  
    "description": "Servizio utilizzato per l'invio dei dati in analisi",  
    "broker": "broker.hivemq.com",  
    "port": 1883,  
    "base_topic": "P4IoT/SmartHealth",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "weeklystats_sub",  
            "description": "Invio dei file di statistiche da TS a WeeklyStats",  
            "topic": "{{base_topic}}/statistics_info/{{patientID}}/{{measure}}"  
        },  
    ]  
}
```

```
{  
    "service_name": "TelegramClient",  
    "patientTelegramToken": "5156513440:AAHF2KgmzHrZJah1990ukAroqTNOCA1VK-U",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "send_peso",  
            "description": "Invio del peso del paziente",  
            "topic": "{{base_topic}}/{{patientID}}/peso"  
        },  
    ]  
}
```

Catalog - services

MQTT services with a specific
Broker, a port and a base
topic


MQTT APIs for weekly
statistics of data

MQTT APIs to send patient's
weight with telegram bot


```
{  
    "service_name": "MQTT_analysis",  
    "description": "Servizio utilizzato per l'invio dei dati in analisi",  
    "broker": "broker.hivemq.com",  
    "port": 1883,  
    "base_topic": "P4IoT/SmartHealth",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "weeklystats_sub",  
            "description": "Invio dei file di statistiche da TS a WeeklyStats",  
            "topic": "{{base_topic}}/statistics_info/{{patientID}}/{{measure}}"  
        },  
    ]  
}
```

```
{  
    "service_name": "TelegramClient",  
    "patientTelegramToken": "5156513440:AAHF2KgmzHrZJah1990ukAroqTNOCA1VK-U",  
    "APIs": [  
        {  
            "functionality_name": "send_peso",  
            "description": "Invio del peso del paziente",  
            "topic": "{{base_topic}}/{{patientID}}/peso"  
        },  
    ]  
}
```


Device Connector




Device Connector




Raspberry




Raspberry




Raspberry




Raspberry




Raspberry



Device Connector



Device Connector




Device Connector

Communication Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Topic legend

- 1) {basetopic}/{patientID}/sensor/glycemia
- 2) {basetopic}+/sensor/#




Data Analysis

Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

How it works:

- Threshold to identify measures out of range
- Send message alert when measures are out of range



Data Analysis


Communication Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Topic legend

- 1) {basetopic}/{patientID}/send_alert
- 2) {basetopic}/+/send_alert
- {basetopic}/{patientID}/monitoring
- 3) {basetopic}/+/monitoring

Data Analysis: publishes a message to the telegram bot if it detects vital parameters out of range



Data Analysis


Communication Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Topic legend

- 1) {basetopic}/{patientID}/send_alert
- 2) {basetopic}/+/send_alert
- {basetopic}/{patientID}/monitoring
- 3) {basetopic}/+/monitoring

Doctor Bot: in case of "Monitoring ON" published to the Device Connector to increase the sampled frequency of data




ThingSpeak

Legend


- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

How it works:

- **Graphing data:** it's a platform used like a database in which there are sensors' measurement
- **Send data weekly**
 - **ThingSpeak Adaptor:** allows you to implement communication via MQTT



ThingSpeak



ThingSpeak


Communication Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Topic legend

- 1) {basetopic}/statistics_info/{patientID}/#
- 2) {basetopic}/statistics_info/#

Thingspeak sends measurements every week to Weekly Statistics



Telegram Bot - Patient

Communication Legend


- ← MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- ↔ REST Web Services (provider)

Topic legend

- 1) {basetopic}/{patientID}/peso
 2) {basetopic}/+/peso


Patient Telegram Bot sends:

- weight to Thingspeak
- survey to Node Red




Telegram Bot - Patient

Patient registration



Send weight



PUT request to update
Telegram ID in the catalog

Telegram Bot - Patient

Smart Health survey

Insert your patient code *


1

Indicate if you got any of the following symptoms *

	Not present	Very little	Little	Average	High	Very high
Nausea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Constipation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stomach acidity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Urine leakage	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Any further symptom to report?

Frequent need of drinking water



Google
Sheets



Google Forms


Telegram Bot - Doctor

Legend

- MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Doctor Telegram Bot to:

- sign in doctor
- sign in patient
- monitoring patient
- access data's patient



Telegram Bot - Doctor

Doctor registration page

Name

Surname

Mail

Submit

POST request to the catalog



Smart_Health_Pregnancy
bot

/start 19:29 ✓

Create a personal doctor account at this link:
[http://127.0.0.1:8093/registrazione_dottore?
chat_ID=786029508](http://127.0.0.1:8093/registrazione_dottore?chat_ID=786029508)

19:29

Telegram Bot - Doctor

Patient registration page

Name
Laura

Surname
Cubeddu

Tax ID code
CBDLRA98L35B367K


Patient Mail
laura.c@gmail.com

First Pregnancy Day (aaaa-mm-gg)
2022-05-12

Device Name
3

Submit

POST request to the catalog



Patient ID	Name	Surname	Tax ID code	Patient Mail	First Pregnancy Day	Device Name	Rasp. Config.
16	Laura	Cubeddu	CBDLRA98L35B367K	laura.c@gmail.com	2022-05-12	3	no



Telegram Bot - Doctor

ThingSpeak graphs modified

Getting alert message from the **Patient Control microservice** in case some vital parameters not in physiological range

Monitoring OFF: doctor receives again alert message and the high monitoring frequency is stopped;



Monitoring ON: doctor doesn't receive any other alert message but the monitoring frequency is improved from the **Monitoring microservice**;



Telegram Bot - Doctor

Node - RED graphs

Visualization of ThingSpeak graphs about vital signs



Node - RED


Communication Legend

- ← MQTT Communication
- REST Web Services (consumer)
- REST Web Services (provider)

Topic legend



- 1) {basetopic}/statistics/{patientID}/#
{basetopic}/info/{patientID}/#
- 2) {basetopic}/statistics/#
{basetopic}/info/#

Node Red takes statistics and personal data of patients to visualize them




Node - RED - Flow and nodes

Receive survey from Googl Sheet




Node - RED

- Flow and nodes




Receive statistics from Weekly Statistics




Node - RED

- Flow and nodes





Show thingspeak graph




Node - RED

- Flow and nodes




Docker Compose


How it works:
Docker Compose can run
multiple containers at the same
time, while Docker can only
start one container at a time



Block Diagram



initial proposal



modified proposal



Thanks for
your attention

Team members:

289512	Aime Elisa
292257	Codagnone Giulia
284277	Cubeddu Laura
282133	De Luca Antonio

